


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Ige Per Fc - P06336

Numero articolo: CM0005253



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce la regione costante dell'IgE di topo. Adatto per citometria a flusso intracellulare. Reagisce specificamente con l'IgE di topo. Peso molecolare approssimativamente 47 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse IgE mAb
Note/Alias	IGHE, catena epsilon C regione
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 83-421 dell'IgE di topo (P06336)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06336
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio