


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IgE Di Topo Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P06336

Numero articolo: CM0011739



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro la regione costante della catena pesante delle IgE di topo. Convalidato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per il rilevamento di cellule B e plasmacellule esprimenti IgE in modelli murini di allergia e immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgE di topo
Note/Alias	IGHE, regione C della catena epsilon Ig
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 83-421 delle IgE di topo (P06336)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06336
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio