


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IgE Di Topo Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P06336

Numero articolo: CM0008960



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro la regione costante delle IgE di topo (P06336). Validato per la citometria a flusso intracellulare. Adatto per lo studio dell'immunità mediata dalle IgE nelle malattie allergiche e parassitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgE di topo
Note/alias	IGHE, regione C della catena epsilon delle Ig
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 83-421 delle IgE di topo (P06336).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06336
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio