


Mab Coniglio Anti-Igg1 Di Topo Per Fc - P01868

Numero articolo: CM0011425



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-IgG1 di topo per citometria a flusso. Immunogeno proteico ricombinante, specifico per IgG1 di topo. Ideale per lo sviluppo di saggi diagnostici e la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse IgG1 mAb
Annotazioni/Alias	IgG1
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 98-324 della IgG1 di topo (P01868)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01868
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio