


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Igg1 Di Topo Per Citometria A Flusso - P01868

Numero articolo: CM0009721



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro la regione costante delle IgG1 di topo. Validato per la citometria a flusso (FC) con campioni di topo. Ideale per il rilevamento specifico dell'isotipo nella ricerca immunologica e nello sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgG1 di topo
Note/alias	IgG1
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 98-324 delle IgG1 di topo (P01868)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01868
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante