


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse IgG1 Per Citometria A Flusso - P01868

Numero articolo: CM0006003



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse IgG1 coniugato con ad alta affinità per citometria a flusso (FC). L'immunogene ricombinante prende di mira la regione costante, convalidato per campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-mouse IgG1 mAb
Osservazioni/Alias	IgG1
Specie	Topo
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 98-324 del topo IgG1(P01868)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01868
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio