

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse IgG2B Per Fc - P01867-2

Numero articolo: CM0008741

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira a IgG2b di topo (Igh-3). Validato per citometria a flusso (FC) con campioni di topo. Ideale per la profilazione immunitaria e la rilevazione dell'isotipo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Mouse IgG2b
Osservazioni/Alias	IgG2b, Igh-3, gamma2b
Specie	Topo
GenelD	16016
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 14-113 di IgG2b di topo (P01867-2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P01867-2
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio