

Coniglio Anti-Mouse IgM Mab - P01872

Numero articolo: CM0010872



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con mirante alla regione costante della catena pesante del IgM di topo. Validato per il rilevamento mediante citometria a flusso (FC) delle cellule B che esprimono IgM di topo, supportando la ricerca sugli immunoglobulini e sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Coniglio anti-Mouse IgM mAb
Osservazioni/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Specie	Mouse
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 105-454 del IgM di topo (P01872)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P01872
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio