

Coniglio Anti-Mouse IgM Anticorpo Monoclonale Per Fc - P01872

Numero articolo: CM0011759



introduzione

Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Mouse IgM per citometria a flusso (FC), mirante alla regione costante di IgM (Igh6). Reagisce con il mouse. Ideale per l'immunofenotipazione delle cellule B e la ricerca sull'immunità umorale. CamelBio fornisce materie prime IVD validate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse IgM mAb
Note/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Specie	Mouse
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 105-454 del IgM di mouse (P01872).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P01872
Peso Proteico	50kDa/53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio