

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse IgM Per Fc - P01872

Numero articolo: CM0009835



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Mouse IgM coniugato convalidato per citometria a flusso (FC) nel topo. L'immunogeno ricombinante copre gli amminoacidi 105-454 della regione costante della catena pesante IgM (P01872). Ideale per l'immunofenotipizzazione dei linfociti B e la ricerca sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse IgM mAb
Annotazioni/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 105-454 della IgM di topo (P01872)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01872
Peso proteico	50kDa/53kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio