

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Topo IgM Per Citometria A Flusso - P01872

Numero articolo: CM0004306



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro la regione costante della catena pesante IgM di topo (P01872) per citometria a flusso. Specifico per il topo, permette studi sulle cellule B e l'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse IgM mAb
Note/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 105-454 dell'IgM di topo (P01872)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P01872
Peso Proteico	50 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio