


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo IL-12 P40 Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P43432

Numero articolo: CM0010852



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro l'IL-12 p40 del topo, validato per citometria a flusso intracellulare. Riconosce la subunità p40 comune a IL-12 e IL-23, regolatori chiave dell'immunità e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo IL-12 p40
Osservazioni/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3593
GeneID	16160
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-335 dell'IL-12 p40 del topo (NP_001290173.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P43432
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio