

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Mouse IL-13 Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P20109

Numero articolo: CM0005602

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che riconosce l'Interleuchina-13 (IL-13) del topo. Progettato per la citometria a flusso intracellulare, adatto per studi sull'infiammazione allergica, sulla segnalazione delle citochine e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Mouse IL-13
Note/Alias	IL-13
Specie	Topo
GeneID (umano)	3596
GeneID	16163
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P20109
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio