

Coniglio Anti-Mouse IL-13 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso Intracellulare - P20109

Numero articolo: CM0004134

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting all'IL-13 di topo, validato per la citometria a flusso intracellulare. Reagisce con topo, citochina da 14 kDa coinvolta nell'infiammazione allergica e nella risposta immunitaria. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse IL-13 mAb
Osservazioni/Alias	IL-13
Specie	Mouse
GeneID (umano)	3596
GeneID	16163
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-131 dell'IL-13 di topo (NP_032381.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P20109
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio