

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Mouse IL-17A Per Citometria A Flusso - Q62386

Numero articolo: CM0011344

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro IL-17A di topo, validato per citometria a flusso intracellulare. Riconosce la citochina di 18 kDa, adatto per la ricerca su Th17 e immunità innata in campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse IL-17A
Note/Alias	IL17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Specie	Topo
GenelD (Umano)	3605
GenelD	16171
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-158 di IL17A di topo. (NP_034682.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q62386
Peso Proteico	18 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio