

Coniglio Anti-Mouse IL-9 Mab - P15247

Numero articolo: CM0004923



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato contro l'interleuchina-9 del mouse (IL-9, P40) per citometria a flusso intracellulare. Validato per campioni di topo, targeting una citochina chiave Th2 coinvolta nella risposta immunitaria e nella differenziazione dei mastociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse IL-9 mAb
Osservazioni/Alias	P40; IL-9
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	3578
Gene ID	16198
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-114 dell'IL-9 del mouse (NP_032399.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P15247
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio