

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse IL1R1/Cd121A Per Citometria A Flusso - P13504

Numero articolo: CM0010088

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il recettore di tipo 1 dell'interleuchina-1 del topo (IL1R1/CD121a) per citometria a flusso. Validato su campioni di topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dell'IL-1 e sull'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse IL1R1/CD121a
Note/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alfa
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3554
GeneID	16177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-338 di IL1R1/CD121a del topo (NP_032388.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P13504
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca refrigerante