

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL22 Murina Per Citometria A Flusso Intracellulare - Q9Jjy9

Numero articolo: CM0009506



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro IL22 murina, validato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per lo studio della rigenerazione epiteliale mediata da IL-22, della funzione di barriera e delle risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL22 murina
Note/alias	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
Specie	Topo
GeneID (umano)	50616
GeneID	50929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-179 di IL22 murina (NP_058667.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9JJY9
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante