

## Abconiglio Anti-Mouse Integrina Alfa 1/Cd49A Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q3V3R4

Numero articolo: CM0011060

### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse Integrina alfa 1/CD49a coniugato con per citometria a flusso. Riconosce il recettore della laminina/collagene coinvolto nell'adesione cellulare e nella regolazione della crescita. Reagisce con il mouse.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | Coniglio anti-Mouse Integrina alfa 1/CD49a mAb                                                                                                          |
| Osservazioni/Alias    | Via1; CD49A; E130012M19Rik                                                                                                                              |
| Specie                | Mouse                                                                                                                                                   |
| Gene ID (Umano)       | 3672                                                                                                                                                    |
| Gene ID               | 109700                                                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-1141 della Integrina alfa 1/CD49a del mouse (NP_001028400.2) |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                                                |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                                   |
| Applicazione          | FC                                                                                                                                                      |
| Reattività Incrociata | Mouse                                                                                                                                                   |
| SWISS                 | Q3V3R4                                                                                                                                                  |
| Peso Proteico         | 130kDa                                                                                                                                                  |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                      |