

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Integrina Alfa 2/Cd49B Di Topo Per Fc - Q62469

Numero articolo: CM0008013

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità coniugato con contro l'Integrina alfa 2/CD49b di topo (DX5, GPIa). Validato per la citometria a flusso, con bersaglio il recettore del collagene coinvolto nell'adesione e nella migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Integrina alfa 2/CD49b di topo
Note/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Specie	Topo
ID genico (umano)	3673
ID genico (topo)	16398
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 168-366 dell'Integrina alfa 2/CD49b di topo (NP_032422.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (citometria a flusso)
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q62469
Peso della proteina	129 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante