

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Integrina Alfa 2/Cd49B Per Citometria A Flusso - Q62469

Numero articolo: CM0012642

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro l'Integrina alfa 2/CD49b del topo (DX5, GPIa, CD49B). Validato per citometria a flusso (FC). L'Integrina alfa-2/beta-1 è un recettore del collagene coinvolto nell'adesione cellulare e nell'organizzazione della matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse Integrina alfa 2/CD49b
Note/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3673
GeneID (Topo)	16398
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 168-366 dell'Integrina alfa 2/CD49b del topo (NP_032422.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q62469
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio