

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Integrina Alfa 2/Cd49B Per Citometria A Flusso - Q62469

Numero articolo: CM0009174

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che lega specificamente l'Integrina alfa-2/CD49b del topo, validato per la citometria a flusso. Riconosce un recettore del collagene cruciale per l'adesione cellulare e la funzione piastrinica. Adatto per campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Mouse Integrina alfa 2/CD49b mAb
Note/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Specie	Topo
GeneID (umano)	3673
GeneID	16398
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 168-366 dell'Integrina alfa 2/CD49b del topo (NP_032422.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q62469
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio