

Coniglio Anti-Mouse Jam-1/Cd321 Anticorpo Monoclonale Per Fc - O88792

Numero articolo: CM0004681



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirante al JAM-1/CD321 di topo (UniProt O88792). Progettato per la citometria a flusso, questo anticorpo supporta la ricerca sulle giunzioni strette, sulla transmigrazione dei leucociti e sull'attivazione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse JAM-1/CD321 mAb
Osservazioni/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	50848
GeneID	16456
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-242 del JAM-1/CD321 di topo (NP_766235.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	O88792
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio