

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Jam-1/Cd321 Per Citometria A Flusso - O88792

Numero articolo: CM0008138



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il JAM-1/CD321 del topo, validato per la citometria a flusso (FC). Riconosce la molecola di adesione giunzionale A di 32kDa coinvolta nella formazione delle giunzioni strette e nella transmigrazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Mouse JAM-1/CD321
Note/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Specie	Topo
GeneID (Umano)	50848
GeneID	16456
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-242 del JAM-1/CD321 del topo (NP_766235.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	O88792
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio