

Mab Coniglio Anti-Mouse Ki67 - E9Pvx6

Numero articolo: CM0008343

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che bersaglia Ki67 di topo, coniugato con . Convalidato per citometria a flusso intracellulare, è un marcatore di proliferazione essenziale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-Mouse Ki67
Note/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	4288
GeneID	17345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1816-2163 di Ki67 di topo (NP_001074586.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Topo
SWISS	E9PVX6
Peso proteico	351 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio