

Rabbit Anti-Mouse Ki67 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - E9Pvx6

Numero articolo: CM0012258

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato derivato da coniglio contro Ki67 di topo, convalidato per la citometria a flusso intracellulare. Rileva il marcatore di proliferazione Ki-67 da 351kDa in campioni di topo. Ideale per studi sul ciclo cellulare e sulla proliferazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse Ki67 mAb
Osservazioni/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	4288
GeneID	17345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1816-2163 di Ki67 di topo (NP_001074586.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	E9PVX6
Peso proteico	351kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio