


Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Mouse Lamp1/Cd107A Per Citometria A Flusso - P11438

Numero articolo: CM0004936



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato rabbit anti-mouse LAMP1/CD107a per citometria a flusso. Bersaglia una glicoproteina di membrana lisosomiale coinvolta nell'autofagia, nella citotossicità delle cellule NK e nelle metastasi. Immunogeno ricombinante corrispondente agli amminoacidi 208-363.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse LAMP1/CD107a
Note/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3916
GeneID (Topo)	16783
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 208-363 di LAMP1/CD107a di topo (NP_034814.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P11438
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio