


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Lamp1/Cd107A Per If/Icc, Fc - P11438

Numero articolo: CM0011296



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro LAMP1/CD107a di topo per immunofluorescenza e citometria a flusso. Ideale per studi sulla biogenesi dei lisosomi, autofagia e citotossicità delle cellule NK. Reagisce con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse LAMP1/CD107a mAb
Osservazioni/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3916
GeneID (Mouse)	16783
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 208-363 di LAMP1/CD107a di topo (NP_034814.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P11438
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio