


Anticorpo Monoclonale Conigliato Anti-Mouse Lamp1/Cd107A Per If/Icc, Fc - P11438

Numero articolo: CM0006197



introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato coniugato con diretto contro LAMP1/CD107a di topo. Validato per applicazioni di immunofluorescenza e citometria a flusso, ideale per studiare la biologia dei lisosomi, l'autofagia e la citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse LAMP1/CD107a mAb
Annotazioni/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	3916
ID gene	16783
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 208-363 di LAMP1/CD107a di topo (NP_034814.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P11438
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio