

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Mouse Ly-49D Per Fc - Q60651

Numero articolo: CM0011832

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro Ly-49D (KLRA4) del topo, validato per l'analisi in citometria a flusso dell'espressione del recettore delle cellule NK. Reagisce con il topo. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Mouse Ly-49D
Note/Alias	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Specie	Topo
ID Gene	16635
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 66-263 di Ly-49D del topo (NP_001239506.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q60651
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio