

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ly-49D Di Topo Per Citometria A Flusso - Q60651

Numero articolo: CM0011613

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro Ly-49D di topo (recettore 4 simile alla lectina delle cellule killer). Validato per la citometria a flusso, ideale per studi sui recettori delle cellule NK e per la caratterizzazione del profilo immunitario.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-Ly-49D di topo
Note/Alias	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Specie	Topo
GeneID	16635
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 66-263 di Ly-49D di topo (NP_001239506.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (citometria a flusso)
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q60651
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta