

Coniglio Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) Mab Per Fc - P08648

Numero articolo: CM0010275



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che targeting mouse Ly-6A/E (Sca-1) per citometria a flusso. Validato per campioni di topo, ideale per la ricerca sulle cellule staminali e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) mAb
Osservazioni/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Specie	Mouse
GeneID	110454
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P08648
Peso Proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio