

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Topo Ly-6A/E (Sca-1) Per Citometria A Flusso - P05533

Numero articolo: CM0011491

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro Ly-6A/E (Sca-1) di topo validato per citometria a flusso. Reagisce con il topo. Ideale per la ricerca su cellule staminali e cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo Ly-6A/E (Sca-1)
Annotazioni/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Specie	Topo
GeneID	110454
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-111 di Ly-6A/E (Sca-1) di topo (NP_034868.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P05533
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio