

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) Per Citometria A Flusso - P08648

Numero articolo: CM0009946



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PerCP/Cyanine5.5 targeting mouse Ly-6A/E (Sca-1). Validato per la citometria a flusso, reagisce con il mouse, 115kDa. Adatto per la ricerca sulle cellule staminali ed ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PerCP/Cyanine5.5 Rabbit anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) mAb
Osservazioni/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Specie	Mouse
Gene ID	110454
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-111 del mouse Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P08648
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio