

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Pd-L2/Cd273/B7-Dc Per Citofluorimetria - Q9Wul5

Numero articolo: CM0004794



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-mouse PD-L2 (CD273/B7-DC) coniugato per citofluorimetria. Valida l'espressione di PD-L2 nella ricerca sulla tolleranza immunitaria e sul cancro. Specifico per campioni di topo. - Q9WUL5

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse PD-L2/CD273/B7-DC mAb
Note/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	80380
ID gene	58205
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-123 della PD-L2/CD273/B7-DC di topo (NP_067371.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9WUL5
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio