

## Rabbit Anti-Mouse Rank/Cd265 Mab Per Fc - O35305

Numero articolo: CM0004187



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si lega a RANK/CD265 di topo, validato per citometria a flusso (FC). Ideale per studi sull'osteoclastogenesi e sulle interazioni delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Rabbit anti-Mouse RANK/CD265 mAb                                                                                                    |
| Osservazioni/Alias  | OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R                                                                                             |
| Specie              | Mouse                                                                                                                               |
| GeneID (Umano)      | 8792                                                                                                                                |
| GeneID              | 21934                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-213 di RANK/CD265 di topo (NP_033425.3) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                               |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Mouse                                                                                                                               |
| SWISS               | O35305                                                                                                                              |
| Peso proteico       | 67kDa                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                  |