

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Rank/Cd265 Per Fc - O35305

Numero articolo: CM0008760



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro RANK/CD265 (TNFRSF11A) di topo per citometria a flusso (FC). Riconosce RANK di topo, essenziale per l'osteoclastogenesi e la regolazione immunitaria. Validato per campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Topo RANK/CD265
Note/Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Specie	Topo
GeneID (umano)	8792
GeneID	21934
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-213 di RANK/CD265 di topo (NP_033425.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	O35305
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio