

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Mouse Rank/Cd265 Per Citometria A Flusso - O35305

Numero articolo: CM0004422



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il mouse RANK/CD265 (TNFRSF11A), validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio della differenziazione degli osteoclasti e delle interazioni tra cellule T e cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale (mAb) Coniglio anti-Mouse RANK/CD265
Note/Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Specie	Topo
GeneID (Umano)	8792
GeneID	21934
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-213 del mouse RANK/CD265 (NP_033425.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	O35305
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio