


Coniglio Anti-Mouse S100A9 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P31725

Numero articolo: CM0008501



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting su S100A9 del mouse (Calgranulina-B/MRP14) per citometria a flusso intracellulare. Validato nel mouse. S100A9 funziona nella risposta infiammatoria e nella regolazione immunitaria. 13 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse S100A9 mAb
Osservazioni/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	6280
GeneID	20202
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-113 di S100a9 del mouse (NP_033140.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P31725
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio