


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-S100A9 Di Topo Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P31725

Numero articolo: CM0005901



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro S100A9 di topo (MRP14, calgranulina-B, p14). Progettato per citometria a flusso intracellulare, consente il rilevamento del complesso calprotectina nei leucociti. Adatto per la ricerca su infiammazione, immunologia e antimicrobici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-S100A9 di Topo
Note/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	6280
ID Gene	20202
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-113 di S100a9 di topo (NP_033140.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P31725
Peso Molecolare Proteico	13kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio