

Coniglio Anti-Mouse T-Bet/Tbx21 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso Intracellulare - Q9Jkd8

Numero articolo: CM0008968



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting del T-bet/Tbx21 murino, un fattore di trascrizione della linea Th1. Validato per la citometria a flusso intracellulare, consente il rilevamento specifico del T-bet nelle cellule T murine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse T-bet/Tbx21 mAb
Osservazioni/Alias	TBT1; Tbet; Tblym
Specie	Mouse
GeneID (umano)	30009
GeneID	57765
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 321-530 del T-bet/Tbx21 murino (NP_062380.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q9JKD8
Peso Proteico	58 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio