

Rabbit Anti-Mouse Vista Polymab® Per Fc - Q9D659

Numero articolo: CM0008310

introduzione

Rabbit anti-Mouse VISTA PolymAb® validato per la citometria a flusso. Rileva la proteina VISTA murina (34kDa). Un reagente affidabile per la ricerca immunologica e gli studi sull'attivazione dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse VISTA PolymAb®
Note/Alias	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	64115
GeneID	74048
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-191 di VISTA murina (NP_083008.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9D659
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio