

Anticorpo Coniugato Di Coniglio Anti-Vista Di Topo Polymab® Per Fc - Q9D659

Numero articolo: CM0005267

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira al VISTA del topo (Dies1/PD-1H). Validato per citometria a flusso (FC). Utile per studiare la soppressione delle cellule T, l'immunoterapia del cancro e le malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo di coniglio anti-VISTA di topo PolymAb®
Osservazioni/Alias	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	64115
GeneID	74048
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-191 del VISTA di topo (NP_083008.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9D659
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca refrigerante