

Coniugato Con Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Vista Di Topo Polymab® Per Fc - Q9D659

Numero articolo: CM0004975

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al VISTA (PD-1H) del topo. Convalidato per la citometria a flusso. VISTA è un recettore inibitorio delle cellule T, rendendo questo anticorpo ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse VISTA PolymAb®
Note/Alias	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	64115
Gene ID	74048
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-191 del VISTA di topo (NP_083008.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9D659
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio