

Coniglio Anti-Mouse/Uomo Cd55 Mab Per Fc - Q61475

Numero articolo: CM0007832

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD55 (DAF) di topo/uomo per citometria a flusso. Riconosce il fattore di accelerazione della decadenza del complemento, ancorato a GPI, 42 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse/Human CD55 mAb
Note/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	1604
ID gene	13136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-361 di CD55/DAF di topo (NP_034146.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q61475
Peso proteico	42KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio