

Coniglio Anti-Mouse/Umano Cd55 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q61475

Numero articolo: CM0009231

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con mirante a CD55/DAF di topo e umano. Validato per la citometria a flusso, questo regolatore del complemento ancorato al GPI di 42 kDa reagisce con campioni umani e di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse/Umano CD55 mAb
Osservazioni/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	1604
Gene ID	13136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-361 del CD55/DAF di topo (NP_034146.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q61475
Peso Proteico	42KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio