

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo/Ratto Cd27 Per Fc - P41272

Numero articolo: CM0012089

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo/ratto CD27 per citometria a flusso. Bersaglia CD27 (TNFRSF7), un recettore costimolatore del checkpoint immunitario. Convalidato per topo e ratto. Adatto per studi su cellule T, cellule NK e cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse/Rat CD27 mAb
Annotazioni/Altri nomi	S152; Tp55; Tnfrsf7
Specie	Topo
GeneID (Umano)	939
GeneID	21940
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-182 di CD27 di topo (NP_001028298.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P41272
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio