

Anticorpo Monoclonale Coniugato Contro Cd27 Di Topo/Rato Per Fc - P41272

Numero articolo: CM0010987

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro CD27 di topo/rato, validato per citometria a flusso (FC). Riconosce l'antigene CD27, un recettore di checkpoint immunitario co-stimolatore fondamentale per l'attivazione dei linfociti T. Peso molecolare: 28 kDa. Reattività di specie: topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti topo/ratto CD27 di coniglio
Note/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Specie	Topo
GeneID (Umano)	939
GeneID	21940
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-182 di CD27 di topo (NP_001028298.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P41272
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio