

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse/Rat Cd27 Per Citometria A Flusso - P41272

Numero articolo: CM0004301

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro CD27 di topo/ratto, convalidato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione delle cellule T e delle vie dei checkpoint immunitari. SWISS: P41272.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse/Rat CD27 mAb
Osservazioni/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	939
GenelD (Mouse)	21940
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-182 del CD27 murino (NP_001028298.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse, Rat
SWISS	P41272
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio