

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse/Ratto Cd31/Pecam1 Per Fc - Q08481

Numero articolo: CM0008444

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia CD31/PECAM1 di topo/ratto. Convalidato per citometria a flusso (FC), reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno: amminoacidi 18-220 di CD31 di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb
Note/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Specie	Topo/Ratto
GeneID (umano)	5175
GeneID	18613
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-220 di CD31 di topo (NP_001292086.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q08481
Peso proteico	81 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio